

Mecco News August 2010

4 Jahre Mecco Medical GmbH

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit mit dem Mecco Team.



Mike Schmidt

Um Ihnen „zuverlässige Medizintechnik“ (unser Motto) auch weiterhin zu garantieren, verstärken wir unser Serviceteam mit Herr Mike Schmidt.



Wir wünschen Herr Schmidt einen guten Start und viel Erfolg.

Produktneuheiten

CT Motion Swiss

Mit oder ohne Deckenaufhängung

Automatisierte Pumpenschlaucheinlage

Permanente Druck- und Flowüberwachung

Einheitlicher Flaschensupport - waschmaschinenfest

LCD Display am Injektor

Anzeige Füllstand Flasche

Dank bewährter Technologie ermöglicht der Rollenpumpeninjektor echtes Multidosing


Zeit und Kosten sparend



Erhältlich ab Dezember 2010

WELTNEUHEIT HistoCore

Praktisches Einmalinstrument für die histologische Weichteilbiopsie
Mit starker Feder
Nadelauswahl 12...20G
Tiefeneinstellung 25 oder 18 mm
Halb- oder Vollautomat
Vereinfachte Mehrfachbiopsie dank vormontierter Koax



Wichtige Information für ulrich Injektor Kunden

Pumpenschlauch XD 2020

Neu liefern wir die Pumpenschläuche des Herstellers ulrich mit optimierten Ventilen (weiss). Für Sie ändert sich nichts. Bitte beachten Sie alle Schutz-kappen nach dem Einlegen des Pumpenschlauches sowie des Patienten-schlauches etwas zu lösen. So erreichen Sie einen optimalen Befüllvorgang.



Wartungsvertrag

Bevorzugen Sie planbare Wartungskosten? Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte für einen Wartungsvertrag.

Refresher

Wann wurden Sie und Ihr Team das letzte Mal in der Bedienung des ulrich Injektors geschult? Fragen Sie uns an für eine kostenlose Schulung vor Ort



Wir freuen uns jetzt schon auf Ihr Feedback

Freundliche Grüsse



Mecco Team

André Rimann, Anita Gossow, Daniel Moser, Mike Schmidt